

MCF21 CNS

产科

中央监护系统



主要特点:

- 以太网结构, TCP/IP通讯协议, 标准RJ45网络接口
- 标准配置连接8台床边机, 最多可扩展至255床
- 床边机信息存储及回顾
- 可通过中央站远程设置病人信息, 调整参数报警范围, 无需在床边繁琐操作
- 大屏幕显示器, 同时观察8床波形参数信息及重点床的全部实时信息
- 同时显示单床心电图、呼吸、血氧波形, 胎心率、宫缩压、胎动、心率、呼吸率、血氧饱和度、脉率、血压、体温值
- 中英文界面, 声、光双重报警提示
- 清晰直观的各参数趋势图及报表输出
- 可随时登录、修改、浏览孕妇信息
- 外置打印机
- 可升级成无线网络
- 完备的临床诊断报告及波形打印功能